



Antiribaltamento girevole
Revolving anti-tip device



Divaricatore (optional)
Abductor (optional)



Spinte laterali per il tronco (optional)
Trunk lateral supports (optional)



Divaricatore a fasce (optional)
Abductor belt (optional)

Carrozzina leggera pieghevole.

L'ampia varietà di accessori e la vivacità della gamma colori si combinano alla versatilità e funzionalità del telaio.

Le molteplici regolazioni permettono di configurare la carrozzina in base alle diverse necessità del bambino.

La carrozzina è dotata di serie di maniglie per accompagnatore regolabili in altezza e di antiribaltamento girevole o fisso a seconda della configurazione.









Le pedane sono disponibili estraibili o fisse ed i predellini si possono scegliere separati o unici.

Lightweight foldable wheelchair.

The wide variety of accessories and the lively colours combine with the versatility and functionality of the frame.

The basic configuration includes height adjustable pushing handles for assistant and revolving anti-tip device.

The foot-rests are available detachable or not detachable with separate or single foot-plates.

							
24	43	26		A: min. 38 max. 48			
26	45	28	21 - 23				
28	47	30	25 - 27				
30	49	32	29 - 31				
32	51	34	33 - 35	B: min. 42 max. 50			
34	53	36	37 - 39				
36	55						
					77	30	Seduta Seat 28x28cm 14,0 Kg

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty