

## SCHEDA TECNICA N° 19

**NOME PRODOTTO** WINNER TRANSIT LIGHT

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Carrozzina in alluminio a struttura leggera.  
Pedane estraibili e cintura di contenimento di serie.  
I rivestimenti sono in Nylon lavabile.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15400000	Carrozzina TRANSIT LIGHT da transito
COD. ISO 12.21.06.045	
COD. ISO 12.24.03.115	

### INFORMAZIONI GENERALI

#### FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
--------	-----

Dimensioni	Larghezza seduta: 42 cm Ingombro: +12 cm Altezza posteriore: 97 cm Profondità massima: 90 cm con pedane Distanza bracciolo seduta: 23 cm Altezza seduta terra: 50 cm
------------	---

Peso	11,8 Kg
------	---------

Portata massima	100 Kg
-----------------	--------

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio