

SCHEDA TECNICA N° 15

NOME PRODOTTO WINNER SLIM

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante in acciaio verniciato, con ruote posteriori da 20" (\varnothing 500 mm) e anello corrimano, posizionate sotto il sedile per ridurre gli ingombri laterali e semplificare l'attraversamento dei passaggi stretti, quali porte di ridotte dimensioni e corridoi.
Seduta e schienale in Nylon lavabile.
Braccioli desk elevabili ed estraibili.
Disponibile nella seduta 40 e 43 cm con un ingombro massimo ruota a ruota di 9,5 cm rispetto alla seduta.
Pedane indipendenti, estraibili e regolabili in altezza.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15400016	Carr. SLIM PLUS 16"
15400017	Carr. SLIM PLUS 17"
COD.ISO 12.21.06.039	
COD.ISO 12.21.115	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BORDEAUX
Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43 cm Ingombro: + 9,5 cm Larghezza trasporto chiusa: 24,5 cm Profondità seduta: 40 cm Altezza posteriore: 95 cm Profondità massima: 100 cm Distanza bracciolo seduta: 25 cm Altezza seduta da terra: 56 cm
Peso	13 Kg
Portata massima	100 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15993010 - Alza gambe per Winner Slim
Cod. 15991000 - Tavolo universale per carrozzine Wimed

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio