

## CARROZZINA PASSANTE AD AUTOSPINTA POSTERIORE

*Ref. Passante 41*

*Ref. Passante 43*



### Descrizione

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole, adatta per ingombri ridotti. La struttura è dotata di una crociera singola, braccioli estraibili che agevolano gli spostamenti del paziente e di maniglie posteriori per l'assistente. Le ruote posteriori (diametro 19") sono predisposte per il movimento ad autospinta mediante corrimano, mentre i ruotini anteriori (diametro 8") sono piroettanti. Le pedane sono girevoli, estraibili e regolabili in altezza.

La carrozzina è disponibile nelle diverse misure di Passante 41 e Passante 43.

### Destinazione d'uso

La carrozzina Passante consente il trasporto autonomo o assistito di persone con difficoltà motorie.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione	In fase di registrazione	
Ref. Passante 41		
Ref. Passante 43		
Codice Classificazione ISO	12.21.06.039 ; 12.24.06.172 ; 12.24.21.115	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura C.E.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(Nome e numero dell'Ente)	n/a	
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Metodo di sterilizzazione	n/a	
Periodo di validità	n/a	
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2016	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

STRUTTURALI	Dimensioni	Ref. Passante 41	Ref. Passante 43
	Larghezza della seduta	41 cm	43 cm
	Larghezza totale	50 cm	53 cm
	Lunghezza totale	97 cm	97 cm
	Altezza della seduta da terra	56 cm	56 cm
	Altezza dei braccioli dal sedile	21 cm	21 cm
	Diametro tubi del telaio	22 mm	22 mm
	Diametro tubi della crociera	26 mm	26 mm
	Diametro ruote posteriori	19 "	19 "
	Diametro ruote anteriori	8 "	8 "

Materiali componenti	
Telaio e braccioli	Acciaio
Poggia-braccio	PU
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	Gomma
Ruote posteriori	Poliuretano morbido
Poggiapiedi	Plastica
Peso	16,5 kg
Colore	Blu e Nero
Portata massima	115 kg

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide né spugne abrasive. Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente. Per le modalità di manutenzione e pulizia leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Passante	Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Accessori/Ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
PI-BD01	Bracciolo desk	2
PI-BL01	Bracciolo lungo	2
PI-FD01	Freno destro	1
PI-FS01	Freno sinistro	1

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

PI-ID01	Imbottitura PU per braccioli desk	1
PI-IL01	Imbottitura PU per braccioli lunghi	1
PI-P01	Pedana standard senza paletta	2
PI-P02	Paletta in plastica per pedane	1
PI-P03	Pedana elevabile	2
PI-R01	Ruota anteriore	1
PI-R02	Ruota posteriore	1
PI-R03	Forcella anteriore completa	1
PI-SC41	Tela schienale per Passante 41	1
PI-SC43	Tela schienale per Passante 43	1
PI-S41	Tela seduta per Passante 41	1
PI-S43	Tela seduta per Passante 43	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.