

Rivenditore _____


Riferimento Codici		NOMENCLATORE TARIFFARIO	
Carrozzina pieghevole	12.21.06.039	Spostamento forcelle ruote anteriori	12.24.21.112
Struttura leggera	12.24.03.121	Estrazione rapida ruote posteriori	12.24.21.108
Bracciolo ridotto per tavolo	12.24.06.172	Spostamento perni ruote posteriori	12.24.21.109
Schienale prolungato	12.24.06.157		

Nr. Repertorio DM: 66025/R

Legenda

- di serie ○ accessori con magg.
 ◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
 △ accessori a N.T. con maggiorazione

MINISTAR PREMIUM



L Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	(inclusa doppia crociera)
	△46 △48 (barra tenditrice obbligatoria a parte)	
P Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42	
	○44 ○46	
HS Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41	
	○43 ○45 ○47 ○49 (inclusa barra tenditrice)	
HA Altezza Sedile Anteriore	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52	
	○54	
HP Altezza Sedile Posteriore	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	
DP Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51	cm

Colore telaio

- Blu metallizzato Rosso Perlato Grigio metallizzato
 Nero brillante Nero opaco
 Arancio Viola ciclamino Bianco Perlato
 (vedi catalogo "Colori")


Rivestimento

- Nylon
 Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante-tens.
 Senza telo schienale
 Senza telo sedile

Colore rivestimento


- (solo rivestimento in nylon)
 Nero Arancio
 Rosso Bluette Verde
 Azzurro

Pedane non estraibili




Pedane estraibili

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:



◇ Cinturini fermapiiedi


Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:



◇ Cinturini fermapiiedi


In carbonio, a chiusura automatica regolabile in inclinazione

(non disponibile con pedane estraibili; solo L* da 38 a 46 cm)




◇ Cinturini fermapiiedi

Salva abiti



- Plastica Alluminio in tinta Fibra di carbonio

Bracciolo Sport estraibile - h 22 cm



- Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 Ribaltabile

Appoggiagomito

- Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emplegico DX
 Emplegico SX

Bracciolo a "T" integrato nella spondina in alluminio, regolabile in altezza

(solo L da 34 a 44 cm)



Appoggiagomito

- Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)

Ruote posteriori

- 24" 36 raggi dritti
 22" 36 raggi dritti
 20" 36 raggi dritti
 24" Light 24 raggi
 24" Ultralight 24 raggi
 24" MTB con cop.Citybike
 24" MTB con cop.Offroad

Coperture

- Pneum. Scolpite (x 1"3/8)
 Piene
 Pneum. alta press. Scolp.
 Pneum. alta press. Lisce
 24" Pneum. Marathon Plus

Corrimano

- Alluminio chiaro
 Acciaio cromato
 Alluminio scuro
 Gommato (a fusione)
 Curve L (24") (*)
 Gekko (24") (*)
 Tween Greep (solo 24" e 22")
 Max Grepp
 Max Grepp Ergo (*)
 Copricorr. in silicone
 (*) Non disponibile con ruote MTB

Copriraggi

- ☆ Trasparenti
 ☆ Neri (satinati)
 ☆ Alfabeto
 ☆ Fantasia
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruote anteriori

- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio plastica
 100 (4"x1) piene con luci
 100 (4"x1) piene cerchio all.
 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all.
 125 (5"x1.1/4) piene cerchio plastica
 125 (5"x1) piene cerchio all.
 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all.
 150 (6") pneumatiche
 150 (6") piene
 175 (7") piene
 175 (7") pneumatiche

Ordine N° _____ Preventivo


Data _____ Firma _____

Riferimento cliente _____



PAGINA 2/3 MINISTAR PREMIUM

gennaio 2018

Rivenditore _____

Distanza tra centro mozzo e schienale (15)


-
- 2 cm
-
-
- 4 cm (standard)
-
-
- 6 cm

 Posteriore curvo (standard) (17)

 Posteriore diritto con passaggi stretti (18)

 Prolunga passo (19)

Campanatura ruote posteriori (16)

-
- 0°
-
- 1°
-
-
- 2°
-
- 3°
-
-
- 4°

Sbilanciamento


-
- Destro
-
-
- Sinistro

Antiribaltamento girevole


-
- Destro
-
-
- Sinistro

Lo sbilanciamento e l'antiribaltamento non si possono scegliere dallo stesso lato

Sbilanciamento


-
- Destro
-
-
- Sinistro

Antiribaltamento




-
- Destro
-
-
- Sinistro

Freni (20)

-
- Classici leva corta
-
-
- Classici leva lunga

Maniglie schienale (21)

-
- Standard
-
- Regolabili in altezza (max L = 48 cm)
-
- Schienale con snodo (non consente barra tendirice)


Set anodizzato (22)

 (Cerchi ruote post., piastra ruote post. e forcelle: RUOTE 36 raggi)
 (Cerchi e mozzi ruote post., piastra ruote post. e forcelle: RUOTE LIGHT)

-
- Nero
-
-
- Argento
-
-
- Azzurro
-
-
- Verde lime
-
-
- Rosso
-
-
- Arancio
-
-
- Viola ciclamino

Cuscino foderato in poliuretano espanso (23)


-
- Altezza 3 cm
-
-
- Altezza 5 cm

Opzioni

- 24
-
- Velcro "M" (uncino) sul sedile
-
- 25
-
- Velcro "F" (asola) sul sedile
-
- 26
-
- Pattina di unione sedile-schienale
-
- 27
-
- Cuscino rigido imbottito
-
- 28
-
- Bretellaggio
-
- 29
-
- Cintura pettorale
-
- 30
-
- Divaricatore a fasce
-
- 31
-
- Doppia crociera in tinta
-
- 32
-
- Barra tendirice

Opzioni

- 33
-
- Tasca portacatetere
-
- 34
-
- Tavoleta anat. schienale
-
- 35
-
- Dx
-
- Sx Portastampella singolo
-
- 36
-
- Dx
-
- Sx Portastampella doppio
-
- 37
-
- Pompeta per pneumatici
-
- 38
-
- Set portavaligia
-
- 39
-
- Cintura pelvica a 45°
-
- 40
-
- Cintura pelvica imb. a 45°
-
- 42
-
- Portaombrello
-
- 43
-
- Protezioni anteriori

Note

Rivenditore

- SCHIENALE SAMEKH scocca in alluminio
- SCHIENALE SAMEKH scocca in carbonio

COLORE SCOCCA (se alluminio)
 (nero opaco di serie).....

- PROFILO ATTIVO
- PROFILO DEEP

DIMENSIONI L X H cm.....
 EXTRA ACCESSORI:
 NOTE:

- CON 2 ATTACCHI LATERALI
- CON 1 ATTACCO CENTRALE (solo per telai rigidi)



- CUSCINO VICAIR

MODELLO.....

DIMENSIONI Lx P cm H.....cm
 EXTRA ACCESSORI.....

NOTE:

- SCHIENALE VICAIR

MODELLO

DIMENSIONI L X H cm.....
 SUPPORTO SCHIENALE.....

EXTRA ACCESSORI.....
 NOTE:

- SCHIENALE NXT

MODELLO.....

LARGHEZZA.....

ALTEZZA.....

NOTE:

CON 2 ATTACCHI LATERALI



SISTEMI POSTURALI

prodotti o distribuiti in esclusiva da

