

SCHEDA TECNICA N° 18

NOME PRODOTTO

RECLINING TRANSIT

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Carrozzina pieghevole con schienale reclinabile da transit, per persone adulte/anziane a ridotta capacità motoria, che trascorrono un tempo prolungato in postura seduta e necessitano durante la giornata di poter variare posizione.
Telaio pieghevole, stabilizzato in acciaio verniciato.
Maniglia e leva utilizzatore per reclinare lo schienale.
Schienale reclinabile prolungato con appoggia testa.
Braccioli estraibili.
Reclinazione schienale da 97° a 142°.
Pedane estraibili, verticalizzabili e regolabili in altezza.
Rivestimento in Nylon lavabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15301016	Carrozzina Reclining 16" 40 cm
15301017	Carrozzina Reclining 17" 43 cm
15301018	Carrozzina Reclining 18" 46 cm
COD. ISO 12.21.06.039	
COD. ISO 12.24.03.109	
COD. ISO 12.24.06.157	
COD. ISO 12.24.06.163	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BORDEAUX
--------	----------

Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43/46 cm Ingombro: + 20 cm rispetto alla seduta Larghezza chiusa: 32 cm Profondità seduta: 43 cm Altezza schienale: 55 cm + 80 cm Profondità massima: 109 cm Distanza bracciolo seduta: 22 cm Altezza seduta da terra: 48 cm Altezza posteriore: 105 (+ 25 cm poggiatesta)
------------	---

Peso	23 kg
------	-------

Portata massima	130 Kg
-----------------	--------

Accessori e Ricambi

COD. 15991000
Tavolino universale per carrozzine Wimed

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio