

SCHEDA TECNICA N° WI_ST 0007_CARROZZINA LIGHT PLUS

NOME PRODOTTO CARROZZINA LIGHT PLUS

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con doppia crociera.

- telaio in alluminio verniciato blu
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- rivestimento in nylon lavabile
- schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- seduta regolabile in altezza
- regolazione baricentro
- appoggiagambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabile in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- ruota posteriore da 24"
- ruota anteriore da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15350014	CARROZZINA LIGHT PLUS 14"/ 36 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106
15350016	CARROZZINA LIGHT PLUS 16"/ 40 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106
15350017	CARROZZINA LIGHT PLUS 17"/ 43 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15350018	CARROZZINA LIGHT PLUS 18"/ 46 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106
15350020	CARROZZINA LIGHT PLUS 20"/ 50 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro massimo:+ 18 cm rispetto la seduta Larghezza trasporto/Ingombro da chiusa: 29 cm Profondità Seduta: 40 cm Profondità Totale: 102 cm Altezza schienale: 42 cm Altezza seduta Posteriore: da 50 a 44,5 cm Altezza seduta Anteriore: da 52,5 a 50 cm Altezza Bracciolo: da 21,5 a 28 cm
Peso	15,7 Kg
Portata massima	120 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15369910 - Pedane inclinazione variabile
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 159940XX - Poggiatesta
cod. 5301 - Cintura pettorale
cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio