

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 08.10.2015

CP810 Carrozzina pieghevole COMFY – ARDEA ONE

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

## Caratteristiche principali

Costruita in alluminio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile. Schienale prolungato regolabile in inclinazione per mezzo di pistoni. Prolunga schienale estraibile e dotata di poggiatesta anatomico regolabile in più posizioni. Braccioli in PU regolabili in altezza e ribaltabili. Ruote posteriori in PU senza camera d'aria (Ø 60 cm) a razzi, regolabili in più posizioni. Ruote anteriori (Ø 20cm) in PU regolabile in più posizioni. Ruotine antiribaltamento di serie. Pedane elevabili, girevoli, estraibili ad inclinazione e lunghezza regolabili con poggia gambe in PU regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori.

## Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE							
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.						
Paese di produzione	CINA						
Classe di dispositivo 93/42	Classe I						
Codice di classificazione GMDN	41630						
Codice di classificazione CND	Y122106						
Codice nomenclatore principale	12.21.06.039						
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Peso Max sopportabile	100 Kg						
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.						



MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura								All	Alluminio								
Seduta							Ny	Nylon									
Ruote anteriori						PL	PU										
Ruote posteriori							PL	PU Tubeless									
VARIANTI																	
CP810-40 : Seduta 40 Cm – Pedane elevabili							CI	CP810-43 : Seduta 43 Cm – Pedane elevabili									
CP810-46 : Seduta 46 Cm – Pedane elevabili																	
DIMENSIONI																	
Misure in cm	7	<u></u>	<u></u>	<b>D</b>	₫.		<u></u>		[⊠]	→ <b> </b>	<b>→</b>	∑ <b>Kg</b>	J.	J.	J.	Portata MAX	
CP810-40								40		62							
CP810-43	116	92	46	138	70	50	50/64	43	89	65	33	20	60	20	5	100	
CP810-46								46		68							
	ACCESSORI OPZIONALI																
CAR605						Ва	Barra antifurto										
CAR171						Pe	Pedane elevabili										
RP245							Cii	Cintura sicurezza tipo auto									
RP247							Cii	Cintura sicurezza con fibbia									