


Carrozze manuali

Manual wheelchairs

N25

- Carrozzina da transito pieghevole in alluminio con ruote posteriori 12" in PU e ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili.
- Tappezzeria in nylon.
- Schienale ribaltabile.
- Freni di manovra e stazionamento posti sulle maniglie.
- Cintura di sicurezza.

- *AL transit wheelchair with 12" PU rear wheels and 8" PU front wheels.*
- *Removable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Tilting backrest.*
- *Service and operation brakes on the handles.*
- *Safety belt.*



F561

Tavolo universale per carrozzina

Universal table for wheel chair



KSP tutto più semplice



Descrizione / Description	N25R12	
	43	48
Larghezza sedile / Seat width	430 mm	480 mm
Profondità sedile / Seat depth	420 mm	420 mm
Larghezza totale / Overall width	620 mm	670 mm
Altezza impugnature / Height handles	995 mm	995 mm
Lunghezza totale / Total length	1020 mm	1020 mm
Larghezza piegata / Folder width	245 mm	245 mm
Altezza sedile / Seat height	500 mm	500 mm
Distanza sedile-braccioli / Distance seat / armrests	240 mm	240 mm
Distanza ruote / Wheels distance	8"	8"
Peso / Weight	12.5 Kg	12.5 Kg
Portata / Capacity	115 Kg	115 Kg