

Rivenditore

**Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO**

Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060

**Nr. Repertorio DM: 64227/R**


**Legenda**

- di serie      ○ accessori con maggiorazione  
 accessori a N.T.      ☆ accessori a listino  
 accessori a N.T. con maggiorazione

## FENICE

- L** Larghezza Sedile     34    36    38    40    42    44  
**P** Profondità Sedile     36    38    40    42    44  
**HS** Altezza Schienale     27    29    31    33    35    37    39  
**HA** Altezza Sedile Anteriore     46    48    50  
**HP** Altezza Sedile Posteriore     40    42    44    46  
**DP** Distanza Sedile Pedana     35    37    39    41    43    45    47    49

cm



**Colore telaio**

- Grigio metallizzato     Bianco perlato     Azzurro metallizzato  
 Nero brillante     Viola ciclamino  
 ..... (vedi catalogo "Colori")

①


**Rivestimento**

- Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante tensionabile  
 Senza telo schienale

②

**Pedana Unica Tubolare**

③




Aperta

Chiusa in carbonio

**Maniglie di spinta per accompagnatore**

④




Senza maniglie

Maniglie fisse

Maniglie regolabili in altezza

**Distanza tra centro mozzo e schienale**


⑤



- 7 cm     13 cm  
 9 cm (standard)     15 cm  
 11 cm

**Inclinazione schienale regolabile**


⑥



- 89°  
 91° (standard)  
 93°

**Angolo anteriore**

⑦



- 92° (standard) (A = 16 cm)  
 97° (A = 22 cm)  
 (misure indicative per un assetto standard)

**Campanatura ruote posteriori**

⑧

- 1°     2°  
 3°     4°

**Salva abiti**

⑨




in fibra di carbonio

alluminio

**Freni**

⑩




Standard

a Scomparsa

**Antiribaltamento girevole**

⑪



☆ Destro

☆ Sinistro

Note

