

ZODIAC

ULTRA LIGHT 

Disegnata per coloro che in una carrozzina, cercano leggerezza e solidità, agilità ed affidabilità. Il telaio, altamente personalizzato e realizzato su misura con materiali leggeri ultraresistenti, elimina la ridondanza meccanica ottimizzandone il peso. Il design e la cura dei particolari ne accentuano il carattere raffinato.



Designed for those who are looking for a lightweight, solid, agile and reliable wheelchair. The frame is highly personalised and tailored to the user's needs using ultra-resistant lightweight materials. The design and attention to detail really bring out the finesse of this wheelchair.

CARATTERISTICHE:

- Telaio rigido su misura in lega di alluminio.
- Salva abiti e pedana in fibra di carbonio.
- Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.
- Schienale tensionabile in nylon o traspirante.
- Freni standard o a scomparsa.
- Ampia scelta di configurazioni.

FEATURES:

- Aluminium rigid custom-made frame.
- Carbon fibre clothes guards and foot-rest.
- Tilt adjustable and folding down back-rest.
- Breathable and tension adjustable upholstery.
 - Standard or foldaway brakes.
 - Wide choice of configurations.



Minimo ingombro.
Takes up less space.



Pedana in fibra di carbonio.
Carbon fibre foot-plate.



Freni a scomparsa (optional).
Scissor brakes (optional).



Ruota Star 6x3.
Star 6x3 wheel.



1
Grigio metallizzato
Metallic grey



2
Bianco perlato
Pearl white



3
Bronzo
Bronze

36	58	48		38	27 - 29			
38	60	50	A : ~ 44	40	31 - 33			
40	62	52		42	35 - 37			
42	64	54	B : ~ 77		39 - 41			
44	66	56						
46	68	58						
						A : 42, 46	media average 77	Seduta Seat 38x38cm
						B : 50		9,8 Kg

CUSCINI E SCHIENALI



VICAIR[®]
the best in body support

LINEA VICAIR
La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Vector
Disponibile anche junior
Also available in junior size



Academy Positioner



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Junior Adjuster



Academy Butterfly



Liberty PT



Stabilizzatore pelvico



ADI
ACCESSIBLE DESIGNS, INC.

ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo. Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.




NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico)
NEW TITANIUM FRAME COLOURS (electrochemical treatment)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium
- 102 Grigio Perla
Pearl grey
- 103 Oro antico
Antique gold
- 104 Blu avio
Avio blue
- 106 Verde salvia
Sage green
- 107 Viola Potassium
Potassium light purple

COLORI TELAI
FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 19 Nero iride blu
Black with blue iris
- 44 Nero opaco
Mat black
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 1 Nero iride rosso
Black with red iris
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

SET ANODIZZATI
ANODIZED SET



(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver

