

Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060


Nr. Repertorio DM: 64191/R

Legenda

-
- di serie ○ accessori con maggiorazione
-
-
- accessori a N.T. ☆ accessori a listino
-
-
- accessori a N.T. con maggiorazione

ZODIAC

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
- P** Profondità Sedile 36 38 40 42 44
- HS** Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39
- HA** Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
- HP** Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46
- DP** Distanza Sedile Pedana 35 37 39 41 43 45 47 49 cm


Colore telaio

-
- Grigio metallizzato
-
- Bianco perlato
-
- Azzurro metallizzato
-
-
- Nero brillante
-
- Viola ciclamino
-
-
- (vedi catalogo "Colori")

①


Rivestimento

-
- Nylon tensionabile
-
-
- Tessuto traspirante tensionabile
-
-
- Senza telo schienale

②

Pedana

③




Non regolabile in altezza


 Aperta

 Chiusa in carbonio

Maniglie di spinta per accompagnatore


④


 Senza maniglie

 Maniglie fisse

 Maniglie regolabili in altezza

Distanza tra centro mozzo e schienale


⑤



-
- 7 cm
-
- 13 cm
-
-
- 9 cm (standard)
-
- 15 cm
-
-
- 11 cm

Inclinazione schienale regolabile


⑥



-
- 89°
-
-
- 91° (standard)
-
-
- 93°

Angolo anteriore

⑦



-
- 70°
-
-
- 82° (standard)

Campanatura ruote posteriori

⑧

-
- 1°
-
- 2°
-
-
- 3°
-
- 4°

Salva abiti

⑨


 Alluminio dritto

 Alluminio con ala in fibra di carbonio

 Alluminio con ala in fibra di carbonio estraibile

Freni


⑩


 Standard

 a Scomparsa

Antiribaltamento girevole

⑪



☆ Destro

☆ Sinistro

Note

