

VEGA VEGA.E

ULTRA LIGHT



Carrozzina superleggera pieghevole, altamente personalizzabile, progettata per persone dallo stile di vita dinamico ed attivo. L'ampia scelta di colori e la vasta gamma di accessori che l'arricchiscono, combinati con eleganza della linea, comfort ed agilità, fanno della Vega uno dei modelli più apprezzati della sua categoria.



An ultra lightweight foldable wheelchair, which can meet all the user's needs, designed for people with a dynamic and active lifestyle. The huge choice of colours and vast range of accessories combined with the smart look, comfort and flexibility make Vega one of the most appreciated models in its category.

CARATTERISTICHE:

- Telaio pieghevole in lega di alluminio.
- Doppia crociera in titanio.
- Schienale leggermente imbottito e tensionabile.
- Pedane fisse o estraibili con predellini in profilo di alluminio, regolabili in inclinazione.
- Ruotine per passaggi stretti a leva che permettono all'utilizzatore di estrarre autonomamente le ruote posteriori, per affrontare spazi ridotti.
- Ampia scelta di configurazioni.

FEATURES:

- Aluminium folding frame.
- Titanium double cross bar.
- Tension adjustable and slightly padded back-rest.
- Detachable or fixed foot-rest with aluminium tilt adjustable foot-plates.
- Small wheels for narrow passages with lever allowing the user to detach on one's own the wheels for entering on squeezed spaces.
- Wide choice of configurations.



Pedane estraibili.
Detachable foot-rests.




Pedana automatica (solo Vega).
Automatic closure foot-rest (Vega only).



Ruotine per passaggi stretti.
Small wheels for narrow passages.



Tela schienale imbottita, regolabile in altezza e che, grazie alle fasce tensionabili, permette di trovare la giusta curvatura fisiologica della lordosi.
Padded backrest cover, height adjustable with tension bands to give the right physiological support to the back.



34 36	52 54	34 36	29 31	A : da 38 a 50	VEGA 90-93	26	12,7 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
38 40	56 58	38 40	33 35	B : da 42 a 54	VEGA.E senza pedane (without foot-rest) 74-77		
42 44	60 62	42 44	37 39				
46	64	46 48	41 43				
		50	45 47				
			49				

CUSCINI E SCHIENALI



VICAIR[®]
the best in body support

LINEA VICAIR
La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Vector
Disponibile anche junior
Also available in junior size



Academy Positioner



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Junior Adjuster



Academy Butterfly



Liberty PT



Stabilizzatore pelvico



ADI
ACCESSIBLE DESIGNS, INC.


ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo. Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico)
NEW TITANIUM FRAME COLOURS (electrochemical treatment)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium
- 102 Grigio Perla
Pearl grey
- 103 Oro antico
Antique gold
- 104 Blu avio
Avio blue
- 106 Verde salvia
Sage green
- 107 Viola Potassium
Potassium light purple

COLORI TELAI
FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 19 Nero iride blu
Black with blue iris
- 44 Nero opaco
Mat black
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 1 Nero iride rosso
Black with red iris
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

SET ANODIZZATI
ANODIZED SET



(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver

