

## SCHEDA TECNICA N° 20

**NOME PRODOTTO** BRAVA

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE** Carrozzina leggera pieghevole da transito in alluminio.  
Braccioni estraibili e ribaltabili.  
Pedane poggiatepiede indipendenti, estraibili, regolabili e intraruotabili per ridurre l'ingombro.  
Ruote antiribaltamento di serie.  
Rivestimento in Nylon lavabile.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15391016	Carrozzina leggera da transito Brava 16" 40 cm
15391017	Carrozzina leggera da transito Brava 17" 43 cm
15391018	Carrozzina leggera da transito Brava 18" 46 cm
15391020	Carrozzina leggera da transito Brava 20" 50 cm
COD. ISO 12.21.06.045	
COD. ISO 12.21.03.115	
COD. ISO 12.24.06.172	
COD. ISO 12.24.03.121	
COD. ISO 12.24.21.109	

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm Ingombro: + 17 cm Larghezza chiusa: 28 cm Altezza posteriore: 90 cm Profondità massima: 100 cm Distanza bracciolo seduta: 22 cm Altezza seduta da terra: 50 cm Altezza posteriore: 90 cm
Peso	14 Kg
Portata massima	115 kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio