

## SCHEDA TECNICA N° 4

**NOME PRODOTTO** EXCEL PLUS TRANSIT

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Carrozzina standard da transitto con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.  
Ruote anteriori da 8" (Ø 200mm) regolabili in 2 posizioni (2 cm per foro) e ruote posteriori estraibili da 24" (Ø 600mm) Piene.  
I rivestimenti sono in Nylon lavabili.  
Braccioli estraibili e ribaltabili per permettere la traslazione dell'utilizzatore.  
Pedane indipendenti, regolabili in altezza e estraibili con ferma tallone.  
Predisposta per l'inserimento delle ruote posteriori da 12" (Ø 300 mm) disponibile come accessorio, per trasformazione in transitto.

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15201014	Carrozzina Excel Plus 14" 36 cm
15201016	Carrozzina Transit Excel Plus 16" 40 cm
15201017	Carrozzina Transit Excel Plus 17" 43 cm
15201018	Carrozzina Transit Excel Plus 18" 46 cm
15201020	Carrozzina Transit Excel Plus 20" 50 cm
COD. ISO 12.21.06.045 misure 40,43,46,50 cm	
COD. ISO 12.24.06.160 bracciolo regolabile in altezza	

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
COD. ISO 12.24.06.172 in caso si bracciolo ridotto. Tutte le misure	
COD. ISO 12.24.03.109 pedane regolabili in inclinazione - ACCESSORIO -	
COD. ISO 12.24.15.112 tavolino con incavo - ACCESSORIO -	

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro: +17 cm <b>Larghezza trasporto (chiusa): 29 cm</b> <b>Profondità seduta: 40 cm</b> <b>Altezza posteriore: 90 cm</b> Distanza bracciolo seduta: 20 cm Altezza massima seduta da terra: 48 cm <b>Profondità massima: 92 cm con pedane</b>
Peso	16,4 Kg
Portata massima	130 Kg

## Accessori e Ricambi

COD. 15992003  
Pz - Ruote posteriori da 24" autospinta  
COD. 15992018  
Pedane ad inclinazione variabile per Excel  
COD. 15991000  
Tavolino per carrozzina Excel  
COD. 15992017  
Ruote ascensore - coppia -  
COD. 151090xx  
Sedile WC per carrozzina Excel  
COD. 15992040  
Braccioli lunghi per Excel

**REDATTA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio qualità e regolatorio