

SCHEDA TECNICA N° 6

NOME PRODOTTO WINNER TWO TRANSIT

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina standard pieghevole stabilizzante da transit con telaio in acciaio verniciato.
Le ruote anteriori sono da 8" (Ø 200 mm), mentre le ruote posteriori sono piene da 12" (Ø 300 mm).
Rivestimento in Nylon lavabile.
Bracciolo ribaltabile.
Pedane indipendenti, estraibili e regolabili in altezza con ferma tallone.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15101016	Carrozzina Winner Two 16" 40 cm
15101017	Carrozzina Winner Two 17" 43 cm
15101018	Carrozzina Winner Two 18" 46 cm
15101020	Carrozzina Winner Two 20" 50 cm

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
--------	-----

Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm Larghezza massima: + 18 cm Larghezza chiusa: 29 cm Profondità seduta: 40 cm Altezza posteriore: 95 cm Profondità massima: 105 cm con pedane Altezza seduta da terra: 50 cm
------------	---

Peso	16 Kg
------	-------

Portata massima	120 Kg
-----------------	--------

Accessori e Ricambi

COD. 15992018
Alza gambe per Winner Two
COD. 15991000
Tavolino Universale per Winner Two
COD. 15991018
Braccioli lunghi per Winner Two

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio qualità e regolatorio
----------------------------	--