

ALHENA

Nuova carrozzina superleggera a telaio pieghevole in titanio. Un prodotto unico e raffinato che porta nel suo DNA leggerezza e tecnologia. L'elegante e dinamica piastra HWP (Helicoid wheel Plate) propone un'ampia scelta di posizioni per la ruota posteriore per personalizzare al meglio l'assetto e l'agilità della carrozzina.

CARATTERISTICHE:

- Telaio pieghevole in titanio.
- Doppia crociera in titanio.
- Pedana a chiusura automatica in carbonio (optional).
- Salva abiti in carbonio con supporto in alluminio.
- Ampia scelta di configurazioni.



Ultra lightweight folding-frame wheelchair in titanium. A unique and refined product keeping state-of-the-art and lightness in its DNA. The smart and dynamic rear wheel adjustment, HWP (Helicoid wheel Plate), provides a whole range of rear wheel positions to personalise the wheelchair set-up.

FEATURES:

- Titanium folding frame.
- Titanium double cross bar.
- Automatic closure foot-rest.
- Carbon fibre clothes guards.
- Wide choice of configurations.



100
Titanio lucido
Shiny titanium



101
Titanio naturale
(optional)
Natural titanium
(optional)

ULTRA LIGHT




Anteriore "Y" (optional)
"Y" shaped front frame (optional)



Pedana a chiusura automatica
Automatic closure foot-rest



Piastra dinamica porta ruota HwP
HwP dynamic wheel plate



Minimo ingombro
Takes up less space



Pedane estraibili
Detachable foot-rest

34	52	34	29	A : min. 38 max. 46	pedana fissa media average 87	29	9,7 Kg
36	54	36	31	B : min. 43 max. 50	pedana estraibile detachable foot-rest 95		con seduta with seat
38	56	38	33	misure indicative approximate measurements			38 x 40 cm
40	58	40	35				
42	60	42	37				
44	62	44	39				
46	64	46	41				

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg



CERAH TESTED

CUSCINI E SCHIENALI




ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo.

Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.



The best in body support

 Distributore esclusivo per l'Italia



IL PRINCIPIO DI VICAIR

Il principio Vicair si basa sulla tecnologia esclusiva Vicair che offre al paziente una combinazione unica di elevate prestazioni per la distribuzione della pressione e realizzazione della postura ottimale oltre a mantenere la più elevata protezione della pelle. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Amsterdam ed è stata premiata con il Grand Prix del 'Salone delle Invenzioni' di Ginevra-Svizzera. Ogni sistema Vicair è riempito con centinaia di celle d'aria SmartCells™. Queste celle flessibili sviluppano un basso livello di attrito mentre sono in contatto una con l'altra permettendo costantemente di adattarsi e conformarsi ai contorni del corpo e creando una eccellente distribuzione della pressione di carico. Le celle sono contenute nei diversi settori che caratterizzano il modello, settori posizionati strategicamente per garantire confort, adattabilità e stabilità, al fine di raggiungere la migliore postura e la massima funzionalità per ogni paziente. Il Sistema Posturale Vicair è sempre pronto per l'uso, sicuro, durevole e richiede una bassa manutenzione.

Schienali Posturali



VICAIR ACADEMY STRAP BACK



VICAIR LIBERTY BACK SYSTEM



VICAIR MULTIFUNCTIONAL



VICAIR ACADEMY ANATOMIC

Cuscini Posturali



LINEA VICAIR

La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Active



Academy Vector O2



Academy Vector
Disponibile anche junior



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Butterfly



Academy Positioner



Liberty Basic



Stabilizzatore pelvico

COLORI

COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 44 Nero opaco
Mat black
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple
- 30 Verde smeraldo
Emerald green
- 42 Verde fluo
Fluo green
- 43 Arancio fluo
Fluo orange

COLORI PER TELAI IN TITANIO TITANIUM FRAME COLOURS



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium

NOTA: i colori in stampa possono differire dalla realtà



SET ANODIZZATI
ANODIZED SET



Set anodizzato: cerchi ruota*, mozzi* e forcelle anteriori.

Disponibile nei colori: (A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde lime, (F) argento.

*Solo ruote Light.

Anodized set: wheel rims*, hubs* and front forks.

Available on: (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen light purple, (D) orange, (E) lime green, (F) silver.

*Light wheels only.





TELE NYLON NYLON FABRIC



Arancio
Orange

Rosso
Red

Verde
Green

Azzurro
Light Blue

Bluette
Cornflower blue

Nero
Black

TELE TRASPIRANTI BREATHABLE FABRIC



Trama tessuto traspirante
Weave of breathable fabric



Rosso
Red

Grigio
Grey

Verde Dry
Dry Green

Nero
Black

JACQUARD

JACQUARD



LIMITED EDITION

JACQUARD

COLOUR YOUR LIFE





LONDON CAR LINE



Pochette



Porta Ipad
Ipad sleeve



Telo schienale
Back-rest upholstery



Guardia Londra
London Guard



Inghilterra
England



Auto Londra
London Car



Fumetti
Comics



Moda
Fashion



Cuori
Hearts



Auto Parigi
Paris Car



Moto Parigi
Paris Motorcycle



Cinema
Cinema