

COLLARE CERVICALE MORBIDO

Art. 401

Supporto morbido in polipropilene a bassa densità per una riduzione della mobilità del collo con effetto antalgico e di prevenzione del dolore. È dotato di una chiusura a velcro per regolare la circonferenza del collo.



Indicazioni

- Contrattura della colonna cervicale – cervicoartrosi.
- Uso notturno per disabituare gradualmente il collo dall'applicazione del collare rigido.

Benefici

Chiusura a velcro regolabile. Indossabile a contatto della pelle perchè rivestito di tessuto di cotone non allergico e traspirante.



Componenti specifici

Il Collare Cervicale PAVIS è in schiuma di poliuretano rivestito da una fodera in cotone al 100%.



100% COTONE SULLA PELLE

New EDGE[®]
LINE

Size	S I	M II	L III	XL IV	XXL V
Circonferenza del collo CM 	23-28	28-34	34-40	40-46	46-52
Altezza del collo CM 	7	9	10,5		