

ACCESSORI PER DROGATEST

Controllo su urina – MultiDroghe

Contenitore urina aliquota A

- Tappo a vite rosso
- Sterile
- Confezionato singolarmente
- Materiale: Polipropilene
- Volume: 120 ml
- Diametro: 60 mm



Contenitore urina aliquota B / C

- Tappo a vite rosso
- Sterile
- Confezionato singolarmente
- Materiale: Polipropilene
- Volume: 30 ml
- Diametro: 30 mm



Verbale esito test

Modulistica in triplice copia prestampata da compilare per il verbale dell'esito del droga test, dove è indicato il nome del medico, il nome del paziente, luogo dove è stato effettuato il prelievo, data e ora, quantità di urina raccolta, esito del test e spazio per inserire l'elenco di farmaci, se assunti negli ultimi 7 giorni, esito alcol-test, con spazio per la firma del medico e del paziente, il tutto come previsto dalla normativa vigente.

- Formato A5
- 3 copie autoricalcanti
- Blocchi da 25 moduli

DROGA TEST - Esito del test		POSITIVO	NEGATIVO	ESITO
Nome SOSTANZA	ESITO			
Cocaina	COCA	o	o	
Amfetamine	AMP	o	o	
Marijuana	MAR	o	o	
Marijuana (canapa)	THC	o	o	
Oppiacei (oppio, morfina)	MOR	o	o	
Metadone	MET	o	o	
Alcol (se richiesto)	ALC	o	o	
Alcol (se richiesto)	ALC	o	o	

Sigillo inamovibile

Sigillo adesivo a nastro non rinnovabile con spazio per firma e data prelievo per assicurare la chiusura dei contenitori aliquota B/C

