

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 02 – 26.03.2015	Modulo <b>STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>ST85x/x</b>	<b>Cuscini a bolle d'aria</b>
----------------	-------------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.

**Caratteristiche principali**

Le bolle d'aria in PVC permettono di mantenere una pressione costante dentro il cuscino e di mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali. Gli ischii vengono completamente immersi nel cuscino favorendo, di fatto, una distribuzione regolare della pressione. L'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione. Fodera in Nylon con fondo in PU antiscivolo e stabilizzante, lavabile a mano o in lavatrice con detergenti neutri (Max 30°). Fodera con chiusura a zip e due manici di sostegno. Chiusure in velcro per fissaggio alla carrozzina.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>KOREA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>35226</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>Y033303</i>
<b>Codice nomenclatore</b>	<i>03.33.03.015 - 018</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Cuscino</b>	<i>PVC</i>
<b>Rivestimento</b>	<i>PU + Nylon</i>

**CARATTERISTICHE**

<b>Peso Max</b>	<i>130 Kg</i>
-----------------	---------------

**MISURE DISPONIBILI**

<b>36 x 36 Cm</b>	<b>40 x 40 Cm</b>
<b>40 x 46 Cm</b>	<b>46 x 40 Cm</b>
<b>46 x 50 Cm</b>	<b>50 x 46 Cm</b>

**ALTEZZE DISPONIBILI**

<b>6 Cm</b>	<b>10 Cm</b>
-------------	--------------

**ACCESSORI / RICAMBI DISPONIBILI**

<b>Pompa di ricambio</b>	<b>Fodera alta 6 Cm</b>
<b>Fodera alta 10 Cm</b>	