

SLIM PLUS



SLIM transit



Carrozzina ad autospinta studiata appositamente per passaggi stretti grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta.

- Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato bordeaux
- Braccioli desk, estraibili e ribaltabili
- Appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza
- Rivestimento in Nylon lavabile
- La più stretta sul mercato, solo 9.5 cm di ingombro in più rispetto alla seduta

VIDEO TUTORIAL

Tavolino
COD.15991000



ACCESSORI

a PAGINA 92-93

CODICI PRODOTTO

15400016 - SLIM PLUS 16"/40 cm - bordeaux
15400017 - SLIM PLUS 17"/43 cm - bordeaux

RDM CND

420682 Y122106
1017787

CODICI PRODOTTO

15410016 - SLIM TRANSIT 16"/40 cm - bordeaux
15410017 - SLIM TRANSIT 17"/43 cm - bordeaux

RDM CND

1848749 Y122103
1848752



40/43 cm



+9.5 cm



26 cm



40 cm



Autospinta:
102-109 cm
Transit:
96-102 cm



Autospinta:
76 cm
Transit:
67 cm



48- 60 cm



32 cm



57 cm



57-59 cm



20 cm



93 cm



100 kg



Autospinta:
13 kg
Transito:
12 kg