

Rollators e deambulatori

Rollators and walkers

N01

- Deambulatore articolato e pieghevole.
- Regolabile in altezza.

- *Folding and jointed walker made of aluminium.*
- *Height adjustable.*

| Descrizione / Description | N01 |
|--|--------------|
| Altezza impugnatura terra / Height of handle from ground | 790 - 910 mm |
| Larghezza totale / Overall width | 540 mm |
| Lunghezza totale / Total length | 470 mm |
| Peso / Weight | 2.5 Kg |
| Portata / Capacity | 130 Kg |



KSP

tutto più semplice