

SCHEDA TECNICA N° 142

NOME PRODOTTO DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Deambulatore uso interno, leggero e robusto in alluminio anodizzato.
Regolabile in altezza pieghevole dotato di puntali antiscivolo in gomma: gambe regolabili in altezza in 6 altezze prefissate.
Impugnatura confortevole in gomma morbida.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15611000	DEAMBULATORE PIEGHEVOLE
COD.ISO 12.06.03.003	
COD.ISO 12.06.09.130	
COD.ISO 12.06.09.109	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ALLUMINIO
Dimensioni	Profondità A 46-49 cm C 12 cm Larghezza A 56 P 61 cm Altezza A 79-97 cm
Peso	2,4 KG
Portata massima	120 Kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio