

SCHEDA TECNICA N° 141

NOME PRODOTTO DEAMBULATORE ARTICOLATO

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Deambulatore Articolato può utilizzato da chi necessita di un ausilio o un sostegno per camminare. Il deambulatore è regolabile in altezza ed è dotato di puntali antiscivolo in gomma naturale. La struttura leggera realizzata in alluminio, lo rende leggero e maneggevole.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15601100	DEAMBULATORE ARTICOLATO
COD.ISO 12.0603.003	
COD.ISO 12.06.09.130	
COD.ISO 12.06.09.109	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore

ALLUMINIO

Dimensioni

Profondità A 46-49 cm C 12 cm
Larghezza A 61-63 cm C 61-63 cm
Altezza A 79-97 cm

Peso

2,4 KG

Portata massima

120 Kg

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio