

ROLLATOR NEW ROMA

Codice	Descrizione
RA-215150N	Rollator NEW ROMA

Indicazioni e descrizione

Ausilio per la deambulazione da utilizzare con due mani destinato ad impiego interno ed esterno.

- Struttura pieghevole in acciaio verniciato.
- Ruote anteriori piroettanti.
- Ruote posteriori fisse.
- Piano seduta rigido.
- Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
- Freni di stazionamento.
- Cestino metallico con portata 9 kg.
- Vassoio portaoggetti in plastica.
- Porta-bastone.

Dati tecnici

Larghezza totale	590 mm
Larghezza seduta	420 mm
Altezza seduta	610 mm
Altezza impugnature	da 785 a 930 mm
Diametro delle ruote	200 mm
Spessore delle ruote	50 mm
Peso	9,1 kg
Portata massima	120 kg

Materiali componenti

Telaio	Acciaio
Ruote	PVC
Impugnature	Materiale plastico morbido
Piano seduta	Materiale plastico



Manutenzione e pulizia

Eliminare sempre la sporcizia che si forma dopo ogni utilizzo usando delle soluzioni non aggressive ed avendo cura di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive.

Verificare periodicamente la condizione delle gomme, lo stato di tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature e la funzionalità dei freni.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Codice CND Y120606
Numero di repertorio 1125507

Produttore INTERMED Srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE