

## SCHEDA TECNICA N° 144

**NOME PRODOTTO** DEAMBULATORE FISSO 2 RUOTE FISSE

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Deambulatore consigliato per uso interno, pieghevole dotato di 2 ruote fisse e 2 puntali in gomma antiscivolo. In alluminio anodizzato con manopole imbottite. Il deambulatore Fisso con ruote fisse abbinato ad alcuni accessori può essere utilizzato in diverse configurazioni. Regolabile in altezza, dotato di puntali antiscivolo in gomma: gambe regolabili in altezza in 6 altezze prefissate.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15611300	DEAMBULATORE FISSO CON 2 RUOTE FISSE
COD.ISO 16.06.06.003	

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ALLUMINIO
Dimensioni	Profondità A 43 cm C 12 cm Larghezza impugnatura mani 45 cm Larghezza puntali 53 cm Altezza 81-99 cm
Peso	2,4 KG
Portata massima	120 Kg
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio