

RP737

Deambulatore pieghevole con 2 puntali e 2 ruote

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 2 puntali in gomma. 2 ruote fisse frontali. Sistema autobloccante., Chiusura a 1 pulsante. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm da 82 a 92 cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	22961
Codice nomenclatore	12.06.06.003
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>2500 g.</i>
Altezza	<i>82 – 99 cm Regolabile</i>
Base trapezoidale	<i>60 x 48 x 63 Cm</i>