

## SCHEDA TECNICA N° 143

**NOME PRODOTTO** DEAMBULATORE FISSO 2 RUOTE PIROETTANTI

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Deambulatore per uso interno, pieghevole dotato di 2 ruote piroettanti e 2 puntali.  
Costruito in alluminio anodizzato sia fisso che alternato.  
Il deambulatore Fisso abbinato ad alcuni accessori, può essere utilizzato in diverse configurazioni.  
Regolabile in altezza, dotato di puntali antiscivolo in gomma: gambe regolabili in altezza in 6 altezze prefissate.  
Impugnatura confortevole in gomma morbida.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15611400	DEAMBULATORE FISSO CON 2 RUOTE PIROETTANTI
COD.ISO 12.06.06.003	
COD.ISO 12.06.09.130	
COD.ISO 12.06.09.109	

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ALLUMINIO
Dimensioni	Profondità A 43 cm C 12 cm Larghezza imp 45 cm Larghezza puntali piede A 53 cm Altezza A 81-99 cm
Peso	2,4 KG
Portata massima	120 Kg
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio