

**RP733**
**Deambulatore pieghevole con ruote**
**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm da 85 a 103 cm. Versione con 4 ruote piroettanti.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>31119</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>Y120606</i>
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	<i>499279</i>
<b>Codice nomenclatore</b>	<i>12.06.09.003</i>




**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>130 kg</i>
<b>Altezza degli incrementi</b>	<i>2,5 Cm</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Tubo</b>	<i>Alluminio Diametro 22 mm</i>
<b>Impugnatura</b>	<i>Polipropilene</i>
<b>Puntali</b>	<i>Gomma Antiscivolo</i>

**PESO E DIMENSIONI**

<b>Peso</b>		<i>2600 g.</i>		
Codici prodotto	Base	 H:		
<b>RP733S</b> 5 fori		Regolabile ogni 2,5 cm Da 68 a 78 cm*	130 kg	2 Pz
<b>RP733M</b> 5 fori		Regolabile ogni 2,5 cm Da 75 a 85 cm*		
<b>RP733L</b> 8 fori		Regolabile ogni 2,5 cm Da 85 a 103 cm*		