

SCHEMA TECNICA

WI_ST 3009_ROLLATOR CON APPOGGI ANTI-BRACHIALI

NOME PRODOTTO ROLLATOR CON APPOGGI ANTI-BRACHIALI

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Deambulatore pieghevole e smontabile in acciaio per uso interno, con appoggi antibrachiali, regolabili in altezza.
Predisposto di 4 ruote, 2 fisse e 2 piroettanti.
Appoggi anti-brachiali completi di impugnatura con freno.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15601508	ROLLATOR ASCELLARE CON APPOGGI ANTI-BRACHIALI BD/RDM: 1335345 CND: Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza interna: 47 cm Larghezza totale: 68 cm Profondità: 74 cm Altezza: regolabile da 81 a 86 cm Altezza appoggi ascellari: regolabile da 108 a 150 cm
Peso	10 kg
Portata massima	130 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15601504 - Sedile imbottito per rollator	
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio