

# 122 TROTTER



Dischi antiurto standard



mini

**122 Trotter**  
**Robusto** deambulatore smontabile  
Standard: **Cromato**. Stampelle regolabili in altezza. Telaio regolabile in altezza. **Dischi antiurto**.  
Optional: Seggiolino sganciabile. Freni. Barre d'appesantimento.


**122 Trotter**  
**Solid** collapsible walker  
Standard: **Chromed**. Adjustable in height crutches. Adjustable in height frame. **Bumper disks**.  
Optionals: Releasable small seat. Brakes. Bars for increasing weight.

Regolabile in altezza standard  
Adjustable in height

Classificazione ISO 12.06.09.003+12.06.09.109+12.06.09.130




cm Ø 8



L 54



L 28 - 50



L 70



h 100 - 150



Portata