

## SCHEDA TECNICA N° 145

**NOME PRODOTTO** DEAMBULATORE DOUBLE

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Deambulatore per uso interno, pieghevole doppia funzione: fissa e oscillante.  
Costruito in alluminio anodizzato sia fisso che alternato.  
Nell'utilizzo alternato, ciascun lato della struttura si muove alternativamente in modo da favorire al meglio la deambulazione.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15611600	DEAMBULATORE DOUBLE
COD.ISO 12.06.03.006	
COD.ISO 12.06.09.130	
COD.ISO 12.06.09.109	

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ALLUMINIO
Dimensioni	Profondità 46-49 cm Larghezza impugnatura mani 45 cm Altezza A 79-97 cm
Peso	2,4 KG
Portata massima	120 Kg
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio