

ABC



Tavolo scolastico con incavo regolabile in altezza ed inclinazione. Semplice e robusto è l'ideale per le attività quotidiane, didattiche e ricreative. La base è dotata di piedini regolabili per mettere in piano il tavolo su qualsiasi superficie.

School table with recess, height and tilt adjustable. Simple and robust is ideal for everyday activities, educational and recreational activities. The base is equipped with adjustable feet to level the table on any surface.

Classificazione ISO / ISO classification

18.09.39.172

RDM 1163268

Utilizzo
UseFascia d'età
Age groupIndoor
IndoorYoung
Young

Inclinazione del piano lavoro da 0° a 60°.
Table angle adjustable from 0° to 60°

Colori disponibili / Available colours



RAL 9007




RAL 3020



RAL 5012

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 75



cm 63



cm 41 - 105

Caratteristiche base

- disponibile in tre taglie
- telaio regolabile in altezza
- piano lavoro regolabile in inclinazione 0°-60°
- dotato di piedini regolabili per mantenere il tavolo in piano su qualsiasi superficie

Base features

- available in three different sizes
- height adjustable frame.
- table angle adjustable from 0° to 60°
- equipped with adjustable feet to level the table on any surface

MADE IN
ITALY