

## OPTIMA400



versione con sedile e schienale elettrici  
version with seat and backrest electrics



nuovo rivestimento altamente traspirante e sanificato  
new high breathable and sanitized fabric

## Colori disponibili / Available colours



RAL 9007

RAL 7030

RAL 9016

Seggiolone polifunzionale per persone con ridotta capacità motoria, pensato per facilitarne l'accompagnamento in spazi ridotti. Rivestito con tessuti traspiranti, lavabili, la cui trama non trattiene lo sporco e sanificati per offrire il massimo comfort all'utente. Il seggiolone bascula da 0° a 40° ed è reclinabile da 0° a 20°. Le molteplici regolazioni lo rendono, inoltre, altamente adattabile al corpo del paziente e ideale per accogliere sistemi posturali complessi.

*Polyfunctional chair for persons with reduced mobility, designed to facilitate the accompaniment in small spaces. Covered with washable, breathable fabrics, whose plot does not retain dirt and sanitized to offer maximum comfort for the user. The highchair tilt from 0° to 40° and is reclinable from 0° to 20°. The multiple adjustments make it also highly adaptable to the patient's body and ideal to accommodate complex postural systems.*

## Classificazione ISO / ISO classification

18.09.18.012  
18.09.18.202  
18.09.18.205  
18.09.18.220

RDM 859134

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Assistito Assisted	Senior Senior
Indoor Indoor	Silver Silver

MADE IN ITALY


## Caratteristiche base

- sistema basculante da 0° a 40°
- schienale reclinabile da 0° a 20°
- schienale regolabile in altezza
- seduta regolabile in larghezza e profondità
- imbottiture in PU stampato anatomicamente
- schienale in alluminio con alette di contenimento
- braccioli estraibili e regolabili in altezza

## Base features

- tilting system from 0° to 40°
- reclining backrest from 0° to 20°
- height adjustable backrest
- height and depth adjustable seat
- PU anatomically printed padding
- aluminium backrest with limitation wings
- removable and height adjustable armrests

## Accessori &amp; optional / Accessories &amp; optional



Appoggiatesta polifunzionale  
Polyfunctional headrest

Appoggiatesta polifunzionale 4 punti  
Polyfunctional "4 points" headrest

Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande  
Polyfunctional padded big size headrest

Appoggiatesta polifunzionale imbottito  
Polyfunctional padded headrest

Bracciolo emiplegico  
Armrest for hemiplegic

Pedane multifunzione  
Multifunctional legrest

Schienale tensionabile  
Backrest with tensioning belts

Cintura semplice  
Belt

Cintura semplice con cuscinetto  
Padded belt

Cintura pelvica grande  
Big size pelvis belt

Divaricatore a fascia  
Belt abductor

Cintura a Y semplice  
Y harness

Cintura di sicurezza  
Safety belt

Spinta tronco destra e spinta tronco sinistra  
Lateral support pad

Fascione poggia gambe (h 15cm)  
15cm Calf pad

Fascione poggia gambe (h 25cm)  
25cm Calf pad

Tavolo bordo e incavo  
Anatomic tray table

Tavolo imbottito  
Padded table

Tavolo rettangolare  
Rectangular tray table

Tavolo in plexyglass  
Plexyglass tray table

## Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36  
40  
45  
50

cm 45 - 58

cm 54 - 60

cm 53

cm 56  
60  
65  
70

cm 106

cm 20 - 30

kg 31

www.nuovablandino.com