

## BIRBA



Seggiolone polifunzionale adatto a bambini e ragazzi, pensato per l'uso interno ed esterno. Rivestito con materiali lavabili e traspiranti per offrire massima igiene e comfort. Disponibile in quattro misure e diversi colori. Le svariate possibilità di regolazione lo rendono altamente adattabile al corpo del paziente e ideale per accogliere sistemi posturali complessi. Imbottiture conformate e sagomate anatomicamente per accogliere situazioni di instabilità del tronco e del bacino.

*Polyfunctional chair suitable for children and young people, designed for indoor and outdoor use. Covered with washable and breathable materials sanitized to offer maximum hygiene and comfort. Available in four sizes and different colors. The various possibilities of adjustment make it highly adaptable to the patient's body and ideal to accommodate complex postural systems. Padding anatomically shaped and contoured to accommodate the instability of the trunk and pelvis.*

## Classificazione ISO / ISO classification

18.09.18.012  
18.09.18.202  
18.09.18.217  
18.09.18.232

RDM 858458

Utilizzo  
Use

Assistito  
Assisted

Indoor  
Indoor

Outdoor  
Outdoor



Pensata per  
Thought for

Young  
Young

MADE IN  
ITALY

## Colori disponibili / Available colours



RAL 9001 RAL 9007 RAL 1028 RAL 2004 RAL 3020 RAL 4005 RAL 4010 RAL 5002 RAL 5012 RAL 6018

## Caratteristiche base

- sistema basculante da 0° a 45°
- schienale reclinabile da 0° a 20°
- schienale regolabile in altezza
- seduta regolabile in larghezza e profondità
- schienale in alluminio
- braccioli estraibili
- fascia parapaccia
- pedana unica estraibile, regolabile in altezza e flessione
- ruote antiribaltamento

## Base features

- tilting system from 0° to 45°
- reclining backrest from 0° to 20°
- backrest adjustable in height
- seat adjustable in width and depth
- aluminium backrest
- detachable armrests
- calf padded band
- single detachable footrest, adjustable in height and flexo-extension
- antitipping wheels

## Accessori &amp; optional / Accessories &amp; optional



Coppia di perni ad estrazione rapida  
Pair of quick release axle



Copriraggi "Tiger" - 22"  
Cover rays "Tiger" - 22"



Copriraggi "Spider" - 22"  
Cover rays "Spider" - 22"



Appoggiatesta polifunzionale  
Polyfunctional headrest



Appoggiatesta polifunzionale in poliuretano piccolo  
Polyfunctional PU small size headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottita occipitale  
Wrap-around occipital headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottita  
Polyfunctional padded headrest



Cintura semplice con cuscinetto  
Padded belt



Cintura pelvica piccola  
Small size pelvic belt



Spinta tronco destra e spinta tronco sinistra  
Lateral support pad



Tavolo in plexyglass  
Plexyglass tray table

## Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 23  
28  
33  
36

cm 25 - 45

cm 43 - 49

cm 54

cm 43  
48  
53  
56

cm 85

cm 19 - 24

kg 18

www.nuovablandino.com