

GR556





Carrozzina elettrica pieghevole per uso interno. Indicata per le persone con ridotta capacità motoria in grado di gestire elementi di guida elettronici per muoversi con più autonomia e indipendenza. Disponibile in tre colori e diverse misure. I sistemi di regolazione multipla, di cui è dotata, e la vasta gamma di accessori aggiuntivi permettono di adattarsi meglio al corpo del paziente, garantendo sempre una seduta confortevole e stabilità in sicurezza.

Folding power wheelchair for indoor use. Suitable for people with reduced mobility can handle items of electronic guide to move with more autonomy and independence. Available in three colors and different sizes. The multi-setting systems, supplied with it, and the wide range of additional accessories allow you to adapt better to the body of the patient, always ensuring a comfortable seat and secure stability.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.27.006
12.24.06.160
12.24.03.118

RDM 858874

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Autonomo Independent 	Senior Senior
Indoor Indoor 	

MADE IN
ITALY 

Caratteristiche base

- schienale regolabile in altezza
- braccioli e fianchetti estraibili, regolabili in larghezza ed altezza
- pedane estraibili

Prestazioni

- velocità max 8km/h
- pendenza massima superabile 10%
- rampe brevi 15%
- autonomia 5h a marcia continua

Motorizzazione

- motori da 175W
- freno elettromagnetico
- regolatore di velocità
- 2 batterie da 12V - 35A

Ruote

- anteriori Ø 200x45 - 8"x2"
- posteriori Ø 300.7 pneumatiche - 12 1/2"x 2 1/4"

Base features

- backrest adjustable in height
- removable armrests and armrest borders, adjustable in width and height
- removable footrests

Performance

- maximum speed 8km/h
- maximum slope 10%
- short ramps 15%
- autonomy 5h continue march

Motor

- 175W Motor
- electromagnetic brake
- speed regulator
- 2 batteries of 12V - 35A

Wheels

- front Ø 200x45 - 8"x2"
- rear Ø 300.7 pneumatic - 12 1/2"x 2 1/4"

Accessori & optional / Accessories & optional



Appoggiatesta polifunzionale
Polyfunctional headrest



Appoggiatesta polifunzionale 4 punti
Polyfunctional "4 points" headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande
Polyfunctional padded big size headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottito
Polyfunctional padded headrest



Bracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegic



Pedane multifunzione
Multifunctional legrest



Schienale tensionabile
Backrest with tensioning belts



Sedile sagomato imbottito
Shaped seat



Schienale conformato
Shaped backrest



Cintura semplice
Belt



Cintura semplice con cuscinetto
Padded belt



Cintura pelvica grande
Big size pelvis belt



Divaricatore a fascia
Belt abductor



Cintura a Y semplice
Y harness



Cintura di sicurezza
Safety belt



Spinta tronco destra e sinistra
Lateral support pad



Fascione poggia gambe (h 15cm)
15cm Calf pad



Fascione poggia gambe (h 25cm)
25cm Calf pad



Tavolo imbottito con sagomatura laterale
Padded shaped anatomical table

Colori disponibili / Available colours



RAL 9007

RAL 3002

RAL 5002

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36
40
43
48

cm 42

cm 38 - 50

cm 53

cm 52
56
59
64

cm 110

cm 19 - 35

kg 58

kg 120

www.nuovablandino.com