

PIEGHEVOLI / FOLDABLE

# GR105



Carrozzina pieghevole da transito per utilizzo assistito. Indicata per persone adulte e anziane con ridotta capacità motoria non più in grado di compiere percorsi in autonomia. Le caratteristiche di costruzione tecnica e le dimensioni ridotte ne agevolano la manovrabilità in spazi ristretti da parte dell'accompagnatore. Le molteplici possibilità di allestimento ne migliorano le funzionalità in termini di comfort e contenimento.

*Transit folding wheelchair, for assisted use. Suitable for adults and elderly with reduced mobility no longer able to make paths independently. The technical construction features and compact size eases manoeuvrability in tight spaces by attendant. The multiple design options provide improved functionality in terms of comfort and containment.*

### Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.045

RDM 858578

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Assistito Assisted	Senior Senior
Indoor Indoor	Silver Silver




### Caratteristiche base

- braccioli estraibili
- pedane estraibili, girevoli e regolabili in altezza
- ruote anteriori piroettanti
- fascia parapalpacci
- freni di stazionamento

### Base features

- removable armrests
- removable footrests, swivel and adjustable in height
- twisting front wheels
- calf panel
- service brake

### Accessori & optional / Accessories & optional



Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande  
Polyfunctional padded big size headrest

Appoggiatesta polifunzionale imbottito  
Polyfunctional padded headrest

Bracciolo emiplegico  
Armrest for hemiplegic

Coppia di pedane elevabili  
Pair of swinging detachable elevating footrest

Pedana unica  
Single footplate

Prolunga schienale  
Backrest extension for foldable

Sedile rigido  
Removable padded seat

Sedile con foro WC  
Commode seat with inset cushion

Cintura semplice  
Belt

Cintura semplice con cuscinetto  
Padded belt

Cintura pelvica grande  
Big size pelvis belt

Divaricatore a fascia  
Belt abductor

Cintura a Y semplice  
Y harness

Cintura di sicurezza  
Safety belt

Spinta tronco destra e spinta tronco sinistra  
Lateral support pad

Fascione poggia gambe (h 15cm)  
15cm Calf pad

Fascione poggia gambe (h 25cm)  
25cm Calf pad

Tavolo bordo e incavo  
Anatomic tray table

Tavolo imbottito  
Padded table

Tavolo rettangolare  
Rectangular tray table

Tavolo in plexyglass  
Plexyglass tray table

Doppia crociera  
Double crossbar

Asta portaflebo  
IV drip stand

### Colori disponibili / Available colours



RAL 7015

### Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36	45	cm 41	cm 40	cm 49	cm 54	63	cm 88	cm 22	kg 16	kg 120
38	48				56	66				
40	53				58	71				
43					61					

www.nuovablandino.com

www.nuovablandino.com