

GR106



Carrozzina pieghevole ad autospinta, dotata di ruote posteriori da 500 mm che consentono di ridurre l'ingombro. Grazie al telaio di ridotte dimensioni è indicata per un utilizzo assistito e per compiere in autonomia brevi percorsi e trasferimenti facilitati in ambienti interni. Disponibile in quattro misure. Nell'allestimento base la larghezza massima standard di 50 cm permette di muoversi con più facilità negli spazi ridotti.

Self-propelling folding wheelchair, with 500 mm rear wheels that allow you to reduce size. Thanks to the small frame is indicated for assisted use and to perform autonomously short paths and transfers facilitated indoors. Available in four sizes. In the std configuration, the maximum width of 50 cm allows it to move more easily in narrow spaces.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.039
12.24.21.115

RDM 858614

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Autonomo Independent	Senior Senior
Assistito Assisted	Silver Silver
Indoor Indoor	



Caratteristiche base

- braccioli estraibili
- pedane estraibili, girevoli e regolabili in altezza
- ruote anteriori piroettanti
- fascia parapompaci
- freni di stazionamento

Base features

- removable armrests
- removable footrests, swivel and adjustable in height
- twisting front wheels
- calf panel
- service brake

Accessori & optional / Accessories & optional



Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande
Polyfunctional padded big size headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottito
Polyfunctional padded headrest



Bracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegic



Coppia di pedane elevabili
Pair of swinging detachable elevating footrest



Prolunga schienale
Backrest extension for foldable



Sedile rigido
Removable padded seat



Sedile con foro WC
Commode seat with inset cushion



Cintura semplice
Belt



Cintura semplice con cuscinetto
Padded belt



Cintura pelvica grande
Big size pelvis belt



Divaricatore a fascia
Belt abductor



Cintura a Y semplice
Y harness



Cintura di sicurezza
Safety belt



Spinta tronco destra e spinta tronco sinistra
Lateral support pad



Fascione poggia gambe (h 15cm)
15cm Calf pad



Fascione poggia gambe (h 25cm)
25cm Calf pad



Tavolo bordo e incavo
Anatomic tray table



Tavolo imbottito
Padded table



Tavolo rettangolare
Rectangular tray table



Tavolo in plexyglass
Plexyglass tray table



Asta portaflebo
IV drip stand

Colori disponibili / Available colours



RAL 7015

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 40
43
45
48



cm 43



cm 39



cm 55



cm 50
53
55
58



cm 97



cm 22



kg 16



kg 120