

GR120 COMFORT

Carrozzina superleggera in alluminio verniciato, con struttura pieghevole a doppia crociera e sistemi di regolazione multipla. Telaio disponibile in tre colori diversi. Utilizzabile in molteplici situazioni grazie anche alle ruote da transito ed ai perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori. Versione confortevole del modello GR 120, attrezzata di pedane estraibili, telaio in alluminio e struttura in doppia crociera per offrire praticità e robustezza.

Superlight wheelchair in painted aluminium, with double cross, folding structure and multi-setting systems. Frame available in different colors. It can be used in multiple situations thanks to the transit wheels and the quick-release axles of the rear wheels. Comfortable version of the GR 120 model, equipped with removable footrests, aluminium frame and double cross structure to offer practicality and robustness.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.060

RDM 858623

Utilizzo
UseAutonomo
IndependentIndoor
IndoorOutdoor
OutdoorPensata per
Thought forSenior
SeniorMADE IN
ITALY

Caratteristiche base

- telaio in alluminio (alu 5000)
- doppia crociera
- schienale tensionabile
- regolazione posizione perni delle ruote posteriori
- perni ad estrazione rapida
- forcelle anteriori regolabili in altezza ed inclinazione
- passaruota
- pedane estraibili e regolabili in altezza
- ruote da transito

Base features

- aluminum structure (alu 5000)
- double crossbar
- backrest with tensioning belts
- adjustable position of the back wheels axle
- quick-release axles
- front forks adjustable in height and declivity
- fenders
- removable footrests adjustable in height
- small wheels for narrow passage

Accessori & optional / Accessories & optional

Copriraggi colorati
"Frecce"
"Arrows" cover-raysCopriraggi "Orme" - 24"
Cover rays "Orme" - 24"Copriraggi "Total black"
- 24"
Cover rays "Total black"
- 24"Appoggiatesta
polifunzionale
Polyfunctional headrestCintura semplice
BeltCintura semplice con
cuscinetto
Padded beltCintura pelvica grande
Big size pelvis beltDivaricatore a fascia
Belt abductorCintura a Y semplice
Y harnessCintura di sicurezza
Safety beltTavolo bordo e incavo
Anatomic tray tableTavolo imbottito
Padded tableTavolo in plexyglass
Plexyglass tray tableRuotina anti ribaltamento
Anti tipping

Colori disponibili / Available colours



RAL 9007

RAL 9001

RAL 1028

RAL 2004

RAL 3020

RAL 4005

RAL 4010

RAL 5002

RAL 5012

RAL 6018

Caratteristiche tecniche / Technical features

cm 36 | 43
38 | 45
40 | 48

cm 42

cm 28 - 46

cm 51

cm 53 | 60
55 | 62
57 | 65

cm 94

cm 20 - 25

kg 14

kg 120