

ACTIVE / ACTIVE

## GR120 SPORT

Carrozzina superleggera e sportiva, con telaio pieghevole in alluminio verniciato a doppia crociera. Indicata per chi vuole raggiungere il massimo grado di autonomia ed indipendenza senza rinunciare alla comodità. I sistemi di regolazione e la seduta sagomata anatomicamente si adattano al corpo favorendo comfort e affidabilità in ogni situazione. La struttura a doppia crociera, inoltre, permette di chiuderla con facilità, senza l'utilizzo di attrezzi.

*Superlight and sports wheelchair, with folding frame in painted aluminium, with double cross. Suitable for those who want to achieve the maximum degree of autonomy and independence without sacrificing comfort. The fitting of the adjustment systems and the sitting anatomically adapt to the body favouring comfort and reliability in any situation. The double cross structure, moreover, allows to close it easily, without the use of tools.*

## Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.060

RDM 858621

Utilizzo  
UseAutonomo  
IndependentIndoor  
IndoorOutdoor  
OutdoorPensata per  
Thought forSenior  
SeniorMADE IN  
ITALY 

## Caratteristiche base

- telaio in alluminio (alu 5000)
- doppia crociera
- schienale tensionabile per favorire l'assetto posturale del tronco
- posizionamento variabile del perno delle ruote posteriori
- estrazione rapida delle ruote
- regolazione delle forcelle anteriori in altezza ed inclinazione
- spondine parabiti
- pedane fisse regolabili in altezza

## Base features

- aluminium structure (alu 5000)
- double crossbar
- backrest with tensioning belts to facilitate the trunk posture
- changing position of the rear wheels axle
- quick-release axles
- front forks adjustable in height and declivity
- fenders
- fixed footrests adjustable in height

## Accessori &amp; optional / Accessories &amp; optional

Copriraggi colorati  
"Frecce"  
"Arrows" cover-raysCopriraggi "Orme" - 24"  
Cover rays "Orme" - 24"Copriraggi "Total black"  
- 24"  
Cover rays "Total black"  
- 24"Cintura semplice  
BeltCintura semplice con  
cuscinetto  
Padded beltCintura pelvica grande  
Big size pelvis beltDivaricatore a fascia  
Belt abductorCintura a Y semplice  
Y harnessCintura di sicurezza  
Safety beltRuotina anti ribaltamento  
Anti tipping

## Colori disponibili / Available colours



RAL 9007

RAL 9005

RAL 9001

RAL 1028

RAL 2004

RAL 3020

RAL 4010

RAL 5002

RAL 5012

RAL 6018

## Caratteristiche tecniche / Technical features

cm 36 | 43  
38 | 45  
40 | 48

cm 42

cm 30

cm 51

cm 53 | 60  
55 | 62  
57 | 65

cm 95

cm 14

kg 12

kg 120