

GR201



Poltrona imbottita ad autospinta posteriore. Indicata per persone con ridotta capacità di deambulazione, in grado di manovrare autonomamente la carrozzina in spazi interni ed esterni. Le molteplici regolazioni, di cui è provvista, si adattano al corpo assicurando una seduta comoda e sicura. Dotata di schienale avvolgente, sagomato anatomicamente, ideale per accogliere il tronco e prevenire situazioni di instabilità.

Rear self-propelling padded chair. Suitable for persons with impaired walking ability, able to manoeuvre the wheelchair independently in indoor and outdoor spaces. The multiple adjustments, which is provided, fit the body, ensuring a comfortable and safe seat. It equipped with comfortable backrest anatomically shaped, ideal for accommodating the trunk and prevent situations of instability.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.003

RDM 858636

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Autonomo Independent	Senior Senior
Indoor Indoor	Silver Silver
Outdoor Outdoor	



Caratteristiche base

- braccioli estraibili
- sedile imbottito con foro per WC
- vaschetta WC estraibile
- pedane elevabili e regolabili in altezza
- poggiatesta imbottiti

Base features

- removable armrests
- padded seat with WC hole
- removable WC bowl
- elevating footrests adjustable in height
- padded legrests

Accessori & optional / Accessories & optional




Colori disponibili / Available colours



RAL 7015

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 43
48
53

cm 44

cm 123

kg 120