

GR204






Poltrona imbottita dotata di quattro ruote piroettanti per utilizzo assistito. Indicata per persone che necessitano dell'assistenza di un accompagnatore in ambienti interni ed esterni. Le molteplici regolazioni, di cui è provvista, si adattano al corpo assicurando una seduta comoda e sicura. Il suo schienale avvolgente, sagomato anatomicamente, è predisposto per accogliere il tronco e prevenire situazioni di instabilità. Ideale per spostamenti in spazi ridotti.

Padded chair with four swivel wheels for assisted use. Indicated for people who need the assistance of an attendant for indoor and outdoor environments. The multiple adjustments, which is provided, fit the body, ensuring a comfortable and safe seat. Its comfortable backrest anatomically shaped, it is designed to hold the trunk and prevent situations of instability. Ideal for moving around in tight spaces.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.03.006

RDM 858685

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Assistito Assisted 	Senior Senior
Indoor Indoor 	Silver Silver
Outdoor Outdoor 	

MADE IN ITALY 

Caratteristiche base

- schienale imbottito avvolgente e reclinabile
- braccioli estraibili
- sedile imbottito con foro per WC
- vaschetta WC estraibile
- pedane elevabili e regolabili in altezza
- poggiatesta imbottiti
- ruote piroettanti Ø 100mm

Base features

- padded enveloping and reclinable backrest
- removable armrests
- padded seat with WC hole
- removable WC bowl
- elevating footrest adjustable in height;
- padded legrests
- twisting wheels Ø 100mm

Accessori & optional / Accessories & optional


Appoggiatesta imbottito
Padded headrestBracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegicPedana unica
Single footplateSedile con foro a "U"
Seat with a "U" holeCintura semplice
BeltCintura pelvica grande
Big size pelvis beltSpinta tronco destra e
spinta tronco sinistra
Lateral support padCuneo divaricatore
imbottito
Padded abductor padTavolo bordo e incavo
Anatomic tray tableTavolo imbottito
Padded tableTavolo rettangolare
Rectangular tray tableAsta portaflebo
IV drip stand

Colori disponibili / Available colours



RAL 7015

Caratteristiche tecniche / Technical features

cm 43
48
53

cm 44

cm 80

kg 120