

GR303



Colori disponibili / Available colours



RAL 7015

Accessori & optional / Accessories & optional

Cintura semplice
BeltCintura pelvica grande
Big size pelvis belt

Caratteristiche tecniche / Technical features

cm 43
48
53

cm 43



cm 80



kg 120

Sedia da comodo con ruote piroettanti per persone anziane con ridotta capacità di deambulazione. Disponibile in diverse misure con braccioli rimuovibili e piano di seduta con vaschetta wc estraibile. Dotata di seduta e schienale imbottito per assicurare comfort e prevenire situazioni di instabilità del tronco. Le pedane regolabili, inoltre, facilitano l'avvicinamento della persona alla sedia.

Commode chair with castor wheels for older people with reduced walking ability. Available in different sizes with removable armrests and seat surface with removable toilet pan. Equipped with padded seat and back for comfort and prevent the trunk instability. Adjustable footrests also facilitate the approach of the person to the chair.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.03.003

RDM 858714

Utilizzo
UseAssistito
AssistedIndoor
IndoorFascia d'età
Age groupSilver
Silver

Caratteristiche base

- dotata di ruote piroettanti
- dispositivi di stazionamento su ruote posteriori
- schienale e sedile imbottiti
- braccioli estraibili
- pedane regolabili in altezza
- vaschetta WC estraibile

Base features

- provided with twisting wheels
- service brakes on the rear wheels
- padded seat and backrest
- removable armrests
- footrests adjustable in height
- removable WC bowl

MADE IN
ITALY