


GR310 RP



Colori disponibili / Available colours



RAL 9001

Accessori & optional / Accessories & optional

Cintura semplice
BeltCintura pelvica grande
Big size pelvis belt

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 45 cm 41 cm 41 cm 51 cm 66 cm 90 cm 22 kg 15 kg 120

Sedia da doccia per persone anziane con ridotta capacità di deambulazione che necessitano di assistenza durante le azioni di trasferimento ed igiene personale. Le quattro ruote dotate di dispositivi di stazionamento rendono la sedia sicura in ogni fase.

Shower chair for older people with reduced walking ability in need of assistance throughout the switching actions and personal hygiene. The four wheels equipped with parking devices make the chair secure in every phase.

Classificazione ISO / ISO classification

09.12.03.003

RDM 50460

Utilizzo / Use

Assistito
AssistedFascia d'età
Age groupSilver
SilverIndoor
Indoor

Caratteristiche base

- ruote piroettanti
- dispositivo di stazionamento su tutte le ruote
- seduta e schienale prodotti con materiale idrorepellente ed ammortizzante
- braccioli ribaltabili
- pedane estraibili e regolabili in altezza
- vaschetta WC estraibile

Base features

- twisting front wheels
- service brake on every wheels
- seat and backrests made of waterproof and cushioning material
- turning up armrests
- removable armrests and adjustable in height
- removable WC bowl

GR310 RG



Colori disponibili / Available colours



RAL 9001

Accessori & optional / Accessories & optional

Cintura semplice
BeltCintura pelvica grande
Big size pelvis belt

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 45 cm 41 cm 41 cm 51 cm 81 cm 102 cm 22 kg 16 kg 120

Sedia da doccia con ruote grandi adatta a persone con ridotta capacità di deambulazione, in grado di effettuare brevi spostamenti ed azioni di igiene personale in autonomia.

Shower chair with big wheels, suitable for people with reduced movement ability, but able to make short independent transfers and personal hygiene operations.

Classificazione ISO / ISO classification

09.12.03.003

09.12.03.103

Utilizzo / Use

Autonomo
Independent

Fascia d'età / Age group

Senior
SeniorIndoor
IndoorSilver
Silver

Caratteristiche base

- ruote anteriori piroettanti
- freni di stazionamento su tutte le ruote
- sedile e schienale sono in materiale idrorepellente ed ammortizzante
- braccioli ribaltabili
- pedane estraibili e regolabili in altezza
- vaschetta WC estraibile

Base features

- twisting front wheels
- service brake on every wheels
- seat and backrests made of waterproof and cushioning material
- turning up armrests
- removable armrests and adjustable in height
- removable WC bowl