

GR401




Accessori & optional / Accessories & optional



Coppia di barre
d'appesantimento
Couple of stabiliser bar

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 44

cm 70

cm 49

kg 120

Deambulatore pieghevole dotato di ruote piroettanti. Indicato per persone con ridotta capacità di deambulazione che necessitano di sostegno e stabilizzazione del tronco. Le diverse posizioni d'appoggio per le mani, di cui è provvisto, garantiscono maggiore presa e stabilità durante i trasferimenti ed i cambi di postura. Le caratteristiche di costruzione tecnica e le dimensioni minime, inoltre, ne riducono l'ingombro.

Folding walker fitted with castor wheels. Suitable for people with reduced walking ability who need support and stabilization of the trunk. The different support positions for the hands, how it is equipped, provide greater grip and stability during transfers and repositioning schedule. The technical construction characteristics and minimum sizes also reduce its footprint.

Classificazione ISO / ISO classification

12.06.09.003

12.06.09.130

12.06.09.142

RDM 1425294

Utilizzo
Use

Fascia d'età
Age group

Autonomo
Independent



Senior
Senior

Indoor
Indoor



Silver
Silver

Caratteristiche base

- dotato di quattro ruote piroettanti
- dispositivi di stazionamento sulle ruote posteriori
- appoggi ascellari

Base features

- provided with four twisting wheels
- service brake systems on the back wheels
- underarm supports