

GR407




Colori disponibili / Available colours



RAL 5002

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 56

cm 75

cm 95

Deambulatore pieghevole e richiudibile in acciaio verniciato. Indicato per persone con moderata capacità motoria che esercitano in autonomia azioni di guida e azionamento del dispositivo. L'impugnatura regolabile e il piano di appoggio favoriscono, inoltre, un'azione di sostegno e spinta a livello degli arti superiori. Dotato di ruote anteriori piroettanti. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni.

Walker collapsible and foldable painted steel. Suitable for people with moderate mobility, exercising autonomy in actions of driving and operating the device. The adjustable handle and the support surface favouring, also, a support action and pushing the upper limbs. It equipped with front swivel wheels. Suitable for indoor and outdoor environments.

Classificazione ISO / ISO classification

- 12.06.09.009
- 12.06.09.130
- 12.06.09.142
- 12.06.09.106

RDM 1425644

Utilizzo Use	Fascia d'età Age group
Autonomo Independent	Senior Senior
Indoor Indoor	Silver Silver
Outdoor Outdoor	

Caratteristiche base

- ruote anteriori piroettanti Ø 200mm
- impugnatura regolabile in altezza
- cestello porta oggetti
- piano d'appoggio

Base features

- front twisting wheels Ø 200mm
- height adjustable handles
- small basket
- support level