

KOMBI



Carrozzina elettrica basculante per uso interno ed esterno. Disponibile in tre versioni e accessorabile con comando basculamento elettrico da 0° a 25° e schienale regolabile elettronicamente. Indicata per terreni particolarmente sconnessi. Possibilità di personalizzazione attraverso accessori che migliorano il comfort e la sicurezza. Le diverse regolazioni lo rendono, inoltre, altamente adattabile al corpo del paziente e ideale per accogliere sistemi posturali complessi.

Tilting power wheelchair for indoor and outdoor use. Available in three versions and be equipped with electric control tilt from 0° to 25° and electronically adjustable backrest. Especially indicated for rough terrain. Possibility of customization through accessories that improve comfort and security. The various adjustments make it also highly adaptable to the patient's body and ideal to accommodate complex postural systems.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.27.009
18.09.39.133
18.09.39.136
12.24.06.169
12.24.06.163
18.09.18.202

RDM 859116

Utilizzo Use Pensata per Thought for

Autonomo Independent		Senior Senior
Indoor Indoor		
Outdoor Outdoor		

MADE IN ITALY

Caratteristiche base

- basculamento elettrico
- schienale reclinabile meccanicamente da -5° a +15°
- schienale tensionabile e regolabile in altezza
- seduta regolabile in profondità
- braccioli e fianchetti estraibili e regolabili in altezza ed in larghezza
- pedane estraibili regolabili in altezza e profondità
- indicatori di direzione led

Accessoriabile con:

- comando basculamento elettronico da 0° a 25° (ISO 18.09.39.103)
- Schienale reclinabile elettronicamente fino a 20° (ISO 12.24.03.163)

Prestazioni

- velocità max 10km/h
- pendenza massima superabile 20%
- rampe brevi 20%
- autonomia 5h a marcia continua

Motorizzazione

- motori da 300W
- freno elettromagnetico
- regolatore di velocità
- 2 batterie da 12V - 55A

Ruote

- anteriori Ø 210x65 - 8"x2"
- posteriori Ø 300.8 pneumatiche - 12 1/2"x 2 1/4"

Base features

- power tilting system
- mechanically reclining backrest from -5° to +15°
- backrest with tensioning belts adjustable in height
- seat adjustable in depth
- removable armrests and armrest borders, adjustable in height and depth
- removable footrests, adjustable in height and depth
- led lighting system

Accessories:

- power tilting command from 0° to 25° (ISO 18.09.39.103)
- power reclining backrest till 20° (ISO 12.24.03.163)

Performance

- maximum speed 10km/h
- maximum slope 20%
- short ramps 20%
- autonomy 5h continue march

Motor

- motors 300W
- electromagnetic brake
- speed regulator
- 2 batteries of 12V - 55A

Wheels

- front Ø 210x65 - 8"x2"
- rear Ø 300.8 pneumatic - 12 1/2"x 2 1/4"

Accessori & optional / Accessories & optional

Appoggiatesta polifunzionale
Polyfunctional headrestAppoggiatesta polifunzionale 4 punti
Polyfunctional "4 points" headrestAppoggiatesta polifunzionale imbottito grande
Polyfunctional padded big size headrestAppoggiatesta polifunzionale imbottito
Polyfunctional padded headrestBracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegicPedane multifunzione
Multifunctional legrestSchienale tensionabile
Backrest with tensioning beltsSedile sagomato imbottito
Shaped seatSchienale conformato
Shaped backrestCintura semplice
BeltCintura semplice con cuscinetto
Padded beltCintura pelvica grande
Big size pelvis beltDivaricatore a fascia
Belt abductorCintura a Y semplice
Y harnessCintura di sicurezza
Safety beltSpinta tronco destra e spinta tronco sinistra
Lateral support padFascione poggia gambe (h 15cm)
15cm Calf padFascione poggia gambe (h 25cm)
25cm Calf padTavolo imbottito con sagomatura laterale
Padded shaped anatomical table

Colori disponibili / Available colours



RAL 9001 RAL 9005 RAL 9007 RAL 3005 RAL 6011

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 40 45 cm 40 - 54 cm 46 - 54 cm 57 cm 60 65 cm 76 cm 19 - 35 kg 95 kg 120