

URBAN



Carrozzina superleggera in alluminio con struttura a telaio fisso e schienale abbattibile regolabile. Indicata per persone che vogliono raggiungere il massimo grado di autonomia ed indipendenza conducendo un'intensa attività esterna. Il modello Urban è concepito per seguire le mode e adattarsi ai gusti personali di chi lo utilizza, proponendo diverse varianti colore del telaio abbinabili a piacimento con differenti stampe della tappezzeria.

Superlight aluminium wheelchair with fixed frame structure and adjustable collapsible backrest. Suitable for people who want to achieve the greatest degree of autonomy and independence conducting an intense outdoor activities. Urban model is designed to follow trends and adapt to personal tastes of the user, proposing various frame colors combined with liking with different upholstery prints.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.060
12.24.06.163

RDM 859214

Utilizzo / Pensata per

Use / Thought for

Autonomo Independent		Senior Senior
Indoor Indoor		
Outdoor Outdoor		

MADE IN ITALY

Caratteristiche base

- schienale tensionabile, regolabile in altezza ed abbattibile
- sistema di sgancio rapido schienale
- sedile in tela antistrappo disponibile in diverse stampe a scelta
- passaruota in ABS di serie
- perni ad estrazione rapida
- pedana unica regolabile in altezza, flessione e profondità

Base features

- backrest with tensioning belts, adjustable in height and collapsible
- quick-release backrest system
- anti-tear seat cover available in several patterns
- ABS fenders
- quick-release axles
- single footplate adjusting in height, flexion-extension and depth

Accessori & optional / Accessories & optional



Coppia di ruote anteriori 4" - diametro 100mm
Pair of front wheels 4" - diameter 100mm



Coppia di ruote anteriori 5" - diametro 125mm
Pair of front wheels 5" - diameter 125mm



Copriraggi colorati "Freccie"
"Arrows" cover-rays



Copriraggi "Orme" - 24"
Cover rays "Orme" - 24"



Copriraggi "Total black" - 24"
Cover rays "Total black" - 24"




Coppia di ruote posteriori multiraggio (24 raggi)
Pair of multibeam rear wheels (24 spokes)




Coppia di ruote posteriori "Tensio" (18 raggi in fibra)
Pair of rear wheels "Tensio" (18 fiber spokes)




Coppia di freni SPORT a scomparsa
Pair of SPORT brakes



Sedile - Mimetico verde
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Green camouflage
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Mimetico azzurro
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Light blue camouflage
Digitally printed on tear-resistant PVC




Sedile - Mimetico rosa
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Pink camouflage
Digitally printed on tear-resistant PVC




Sedile - Speak English
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Speak English
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - New York City
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - New York City
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Be Different (Mind the Gap)
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Be Different (Mind the Gap)
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Travel
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Travel
Digitally printed on tear-resistant PVC




Versione camouflage
Camouflageversion




Versione NYC
NYC version

Colori disponibili / Available colours



Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36 | 43 cm 36 - 44 cm 46 - 48 cm 25 - 35 cm 53 | 60 cm 83 kg 10 kg 120
38 | 45
40 | 57
62