

WILD



Carrozzina superleggera in alluminio con struttura a telaio fisso e schienale abbattibile regolabile. Wild è un modello con un'anima sportiva e un aspetto elegante, grazie al telaio verniciato nero opaco. Si adatta alle persone che svolgono un'intesa attività esterna e che desiderano una carrozzina leggera e compatta, senza rinunciare alla robustezza ed all'affidabilità. È possibile, inoltre, personalizzarne i rivestimenti attraverso la scelta di stampe realizzate in materiale antistrappo.

Superlight aluminium wheelchair; with fixed frame structure and adjustable collapsible backrest. Wild is a model with a sporting soul and an elegant look, thanks to the matt black painted frame. Suits people doing outdoor activities and understanding who want a lightweight wheelchair and compact without sacrificing robustness and reliability. You can also customize the coatings through the choice of prints made in tear resistant material.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.060
12.24.06.163

RDM 859215

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Autonomo Independent	Senior Senior
Indoor Indoor	
Outdoor Outdoor	



Caratteristiche base

- schienale tensionabile, regolabile in altezza ed abbattibile
- sistema di sgancio rapido schienale
- sedile in tela antistrappo disponibile in diverse stampe a scelta
- passaruota in ABS di serie
- perni ad estrazione rapida
- pedana unica regolabile in altezza, flessione e profondità

Base features

- backrest with tensioning belts, adjustable in height and collapsible
- quick-release backrest system
- anti-tear seat cover available in several patterns
- ABS fenders
- quick-release axles
- single footplate adjusting in height, flexion-extension and depth

Accessori & optional / Accessories & optional



Coppia di ruote anteriori 4" - diametro 100mm
Pair of front wheels 4" - diameter 100mm



Coppia di ruote anteriori 5" - diametro 125mm
Pair of front wheels 5" - diameter 125mm



Copriraggi colorati "Freccie"
"Arrows" cover-rays



Copriraggi "Orme" - 24"
Cover rays "Orme" - 24"



Copriraggi "Total black" - 24"
Cover rays "Total black" - 24"



Coppia di ruote posteriori multiraggio (24 raggi)
Pair of multibeam rear wheels (24 spokes)



Coppia di ruote posteriori "Tensio" (18 raggi in fibra)
Pair of rear wheels "Tensio" (18 fiber spokes)




Coppia di freni SPORT a scomparsa
Pair of SPORT brakes



Sedile - Mimetico verde
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Green camouflage
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Mimetico azzurro
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Light blue camouflage
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Mimetico rosa
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Pink camouflage
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Speak English
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Speak English
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - New York City
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - New York City
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Be Different (Mind the Gap)
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Be Different (Mind the Gap)
Digitally printed on tear-resistant PVC



Sedile - Travel
Stampa digitale su PVC antistrappo
Seat - Travel
Digitally printed on tear-resistant PVC



Coppia di ruote anteriori 4" - diametro 100mm
Pair of front wheels 4" - diameter 100mm



Colori disponibili / Available colours



RAL 9005

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36
38
40



cm 29 - 45



cm 46 - 50



cm 25 - 35



cm 54
56
58



cm 61
63



cm 85



kg 11



kg 120