

po|FIT 22

# Immobilizzatore lungo per polso

con presa pollice,  
apribile



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# polFIT 22

Immobilizzatore lungo per polso con presa pollice, apribile

Codice	PS502
Taglia	Universale
Colore	nero

ambidestro

Codice	PR2-P1121 DX · PR2-P1121 SX			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	26	26	26	26
Colore	nero			

indicare destro o sinistro



RADIO  
LUCENT



EASY  
FASTENING



3D FABRIC



BREATHABLE

## Indicazioni

- Frattura composta primo metacarpo
- Distorsione legamento collaterale ulnare metacarpo falangea del pollice
- Sospetta frattura scafoide

## Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta

## Caratteristiche

### Polfit 21

- Completa apertura dorsale
- Struttura in tessuto 3D traspirante
- Chiusura con quattro anelli e cinturini a Velcro®
- Stecche di rinforzo dorsali
- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)

### PS502

- Presa pollice in tessuto misto cotone con imbottitura in corrispondenza delle due stecche di irrigidimento
- Regolazione a Velcro® del giro-pollice
- Chiusura a Velcro® al polso



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016  
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato alla ACCREDITA  
Body accredited by AICQUA



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Orthoservice Polska sp. z o. o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**Sede italiana: RO+TEN s.r.l.**

**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

**Sede operativa e amministrativa:**

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better